



60 YEARS
RAY

Follow us
into the Future!

PROMOCIONES DÜRR DENTAL

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026



**DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN

KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVER AIRLINE SERIES

PROMOCIONES EQUIPMENT



DESCUBRE MÁS SOBRE
EL CAMBIO DE FILTROS



5180-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
TORNADO T1/T2**

P.V.P **136 €**

5180-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS ***

P.V.P **260 €**



5150100015 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR PRIMO**

P.V.P **147 €**

5150100016 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS ***

P.V.P **256 €**



5350-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR TRIO**

P.V.P **246 €**

5350-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS ***

P.V.P **350 €**



4280-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
TORNADO T4**

P.V.P **184 €**

4280-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS ***

P.V.P **299 €**



5250-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR DUO**

P.V.P **194 €**

5250-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS ***

P.V.P **303 €**



5450-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
DUO TANDEM**

P.V.P **293 €**

5450-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS ***

P.V.P **402 €**

* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018

Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:

Retención de partículas: Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%

Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

SILVER AIRLINE SERIES



AIRE COMPRIMIDO



5152-01 PRIMO 230V

1 cilindro con secador
Caudal de suministro 61/71 l/min
Nivel sonoro 65/66 dBA
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P 3.620 €

P. OFERTA 2.025 €



5252-01 DUO 230V

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 125/145 l/min
Nivel sonoro 68 dBA
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P 5.970 €

P. OFERTA 2.950 €



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/min
Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P 6.910 €

P. OFERTA 3.475 €



4252100027

DUO TANDEM 230V

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 9.680 €

P. OFERTA 4.985 €



4682-54

QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P 14.000 €

P. OFERTA 10.225 €



3 AÑOS DE GARANTÍA

REGISTRANDO EL
COMPRESOR EN
NUESTRA WEB Y HASTA
5 AÑOS DE GARANTÍA
CON MANTENIMIENTO
DOCUMENTADO*

* Presentando los partes de cambio
de filtros anual

PROMOCIONES EQUIPMENT

MUEBLES INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00

ARMARIO INSONORIZANTE PARA PRIMO/ DUO

Nivel sonoro 50 dBA.

PVP 1.710 €



4251-500-00

ARMARIO INSONORIZANTE PARA TRIO Y DUO TANDEM

Nivel sonoro 52 dBA.

PVP 2.450 €

COMPRESORES CAD/CAM



AIRE COMPRIMIDO



¿Qué retos plantea el aire comprimido para los sistemas CAD/CAM?

- El ciclo de trabajo de los compresores es mucho más largo que en el funcionamiento normal de una clínica dental.
- Mayor rango de presión (entre 7,5 y 9 bar)
- Caer por debajo de la presión mínima.



¿Cuáles son los requisitos de calidad del aire comprimido?

- El aceite y el agua en las piezas fresadas pueden tener un impacto negativo en los siguientes procesos de mecanizado (por ejemplo, coloración, recubrimiento o glaseado) o destruir la pieza (al cocer óxido de circonio).
- El aire comprimido seco evita la corrosión de los componentes del husillo
- Bajo contenido en partículas: No se dañan los rodamientos del husillo debido a las partículas y a la abrasión mecánica resultante.



¿Qué hay que tener en cuenta al instalar un compresor en un sistema CAD/CAM?

- Para evitar fluctuaciones de presión, se recomienda utilizar un compresor independiente para el sistema CAD/CAM. El requisito mínimo es una línea independiente desde el compresor hasta el sistema CAD/CAM.
- Los tubos de aire entre el sistema CAD/CAM y el compresor no deben estar subdimensionados. De lo contrario, se recomienda utilizar un depósito de inercia antes del sistema CAD/CAM.



ENCUENTRE EN NUESTRA WEB QUÉ COMPRESOR ES EL ADECUADO PARA SU FRESADORA



4252200027 DUO TANDEM CAD CAM 230V

4 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 9.680 €
P. OFERTA 4.490 €



4252200054 DUO TANDEM CAD CAM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P 9.740 €
P. OFERTA 4.490 €



4682200054 QUATTRO TANDEM CAD CAM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P 14.000 €
P. OFERTA 9.490 €



4852200054 QUATTRO P 20 CAD CAM

Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P 26.760 €
P. OFERTA 20.125 €



CERTIFICACIÓN ISO 22052 SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

Certificado

Los compresores Dürr Dental con unidad de secado por membrana cumplen con los requisitos de calidad del aire establecidos por la norma europea **ISO 22052** para aire comprimido dental higiénico, garantizando así la seguridad y el rendimiento del equipo dental y de los procedimientos clínicos.



SILVER AIRLINE CAD/CAM : SUS PUNTOS FUERTES



Secador de Membrana

No necesita tiempos de regeneración. Aire comprimido constantemente seco en funcionamiento continuo.



Sistema Tandem

Control electrónico para el ajuste fácil de la presión de salida y monitorización de motores y secador. Dos motores de funcionamiento independiente para mayor seguridad operativa.



Set Boquillas CAD/CAM

Especialmente diseñada para trabajar con altas presiones. Aumento de la producción de aire aprox. 12 %. Reducción del tiempo de funcionamiento y desgaste del compresor.



Actualización de Firmware

Smart Power Mode para un control adaptativo e independiente de los agregados teniendo en cuenta continuamente el consumo de aire comprimido. Ampliación del rango de presión de 9 a 9,5 bares.



Tanque Adicional de Reserva

Para condiciones de instalación difíciles. Tanque con volumen de aire adicional para instalaciones de conductos de aire comprimido con diámetros de tubo pequeños o distancias largas entre el compresor y el sistema CAD/CAM.

PROMOCIONES EQUIPMENT

EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA COMPRESORES



3 AÑOS DE GARANTÍA

Benefícate de nuestra extensión de garantía

Consiga 3 años de garantía registrando el compresor en nuestra web y hasta 5 años de garantía con mantenimiento documentado.*

Esto lo puedes hacer rápida y fácilmente accediendo a nuestro portal **www.duerrdental.com** para equipos recién adquiridos, disponible hasta tres meses después de la fecha de su instalación.

* Presentando los partes de cambio de filtros anual. Para consultar términos de garantía, consultar en el link: <https://www.duerrdental.com/en/service/our-service-spectrum/product-service/conditions/>

POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m². Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.

DESCUBRE MÁS SOBRE
POWER TOWER VIEW



CON DISPLAY DE CONTROL



POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	20.830 €	25.230 €
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	17.565 €	21.090 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	19.585 €	23.660 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	16.330 €	19.520 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	19.990 €	24.170 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	16.550 €	20.030 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	16.400 €	20.120 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.995 €	15.980 €

NEW TORNADO

DISEÑADOS PARA RESISTIR



The
NEW
Tornado



5182300001

NEW TORNADO 1

Con unidad de secado de membrana.
Nivel sonoro 64 dBA.

P. OFERTA **1.690 €**



5282300001

NEW TORNADO 2

Con unidad de secado de membrana.
Nivel sonoro 68 dBA.

P. OFERTA **2.100 €**



5186300001

NEW TORNADO 1 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

Con unidad de secado de membrana
y cubierta insonorizante.
Nivel sonoro 47 dBA.

P. OFERTA **2.950 €**



5286300001

NEW TORNADO 2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

Con unidad de secado de membrana y
cubierta insonorizante.
Nivel sonoro 51 dBA.

P. OFERTA **3.360 €**

TYSCOR

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



7182100100
TYSCOR VS 1 PLUS

Capacidad aspiración en cánula de aerosol 300 l/min
Caudal máximo 900 l/min

P.V.P **3.430 €**
P. OFERTA **1.985 €**



7186-01
TYSCOR VS 2

Capacidad aspiración en cánula de aerosol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **4.790 €**
P. OFERTA **3.225 €**



7188100100
TYSCOR VS 4

Capacidad aspiración en cánula de aerosol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P **7.200 €**
P. OFERTA **4.990 €**



7186500001
TYSCOR VSA 2

Capacidad aspiración en cánula de aerosol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **7.620 €**
P. OFERTA **5.655 €**



7188500001
TYSCOR VSA 4

Capacidad aspiración en cánula de aerosol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min


P.V.P **10.640 €**
P. OFERTA **7.590 €**



**CONSIGA 3 AÑOS
DE GARANTÍA**
REGISTRANDO SU
SISTEMA DE ASPIRACIÓN
EN NUESTRA WEB *

*Para aplicar esta garantía será imprescindible realizar el mantenimiento con nuestros productos de higiene y desinfección Orotol Plus y MD 555.

ESCALABILIDAD FAMILIA TYSCOR



SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA



SIN RECUPERADOR DE AMALGAMA

CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



7122-02/002 VS 300S

Capacidad aspiración
aerosol 300 l/min
Caudal máximo
700 l/min

P.V.P **2.060 €**
P. OFERTA **1.495 €**



7125-01/002 VSA 300S

Capacidad aspiración
aerosol 300 l/m.
Rendimiento de separación 97,5%.
Caudal máximo
700 l/min


P.V.P **4.210 €**
P. OFERTA **2.710 €**



7128-01/002 VS 600

Capacidad aspiración
aerosol 600 l/min
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **3.940 €**
P. OFERTA **2.950 €**



7128500001 VSA 600

Capacidad aspiración
aerosol 600 l/m.
Rendimiento de separación
>95%.
Caudal máximo
1.500 l/min

P.V.P **6.470 €**
P. OFERTA **4.220 €**



7134-01/002 VS 900S 230v

7134-02/002 VS 900S 400v

Capacidad aspiración
aerosol 900 l/min
Caudal máximo
2.300 l/min

P.V.P **5.370 €**
P. OFERTA **4.460 €**



7134500001 VSA 900 230v P.V.P **8.610 €**

7134500002 VSA 900 400v P.V.P **8.380 €**

Capacidad aspiración
aerosol 900 l/min
Rendimiento de separación 97,9%
Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA **5.130 €**




CONSIGA **3 AÑOS DE GARANTÍA** REGISTRANDO SU SISTEMA DE ASPIRACIÓN EN NUESTRA WEB*

*Para aplicar esta garantía será imprescindible realizar el mantenimiento con nuestros productos de higiene y desinfección Orotol Plus y MD 555.

PLANIFICACIÓN TÉCNICA

Planificamos
toda tu
clínica

- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



- Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
- Compressed Air Lines for Pressure Stations.
- Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2.5 mm².

VISTASOFT MONITOR

CONTROL TOTAL DE LA CONSULTA
EN SU TELÉFONO MÓVIL

¡Ahora de
forma
GRATUITA!

Con **VistaSoft Monitor**, podrás supervisar todos los dispositivos de su consulta dental desde su teléfono móvil, ordenador o iPad, asegurando un funcionamiento óptimo y previniendo problemas antes de que ocurran. Este sistema le permite mantenerle informado en todo momento, maximizando la fiabilidad operativa y evitando paradas inesperadas de los equipos.



✓ Mantenimiento y soporte remoto

Aproveche la posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento con su servicio técnico o distribuidor habitual.

✓ Seguridad de Datos

Sus datos estarán siempre protegidos y tendrá control total sobre quién puede acceder a la información de sus equipos.

✓ Conexión de equipos con Connect Box

Con **Connect Box**, tendrá la opción de integrar dispositivos de otros fabricantes o equipos que no sean compatibles con la red, permitiéndole controlar los parámetros más importantes de su funcionamiento. Tendrá acceso completo a la información desde cualquier lugar.

✓ Ventajas exclusivas para clientes Dürr Dental

Los clientes de **Dürr Dental** podrán conectar fácilmente todos sus dispositivos y, durante la oferta especial, beneficiarse de condiciones exclusivas y una conexión totalmente gratuita.

Como cliente de Dürr Dental, puede conectar en red sus dispositivos de forma rápida y sencilla. Empiece ahora, de forma gratuita: www.duerdental.com/vsm

IT'S A MATCH!

ENCUENTRA LA COMBINACIÓN PERFECTA



CDS110A9950

OROTOL COMBI-SET

Pack compuesto por 2 botellas de 2,5 L de Orotol Plus
y 2 botellas de 2,5 L de MD 555 Cleaner

OBSEQUIO TERMO EXCLUSIVO



CCF360C2550

FD 360

Limpiador para eliminar las manchas de la tapicería del sillón dental
sin dañarlo. Con agentes cuidadosos para la piel sintética. Ideal en
combinación con FD366 Sensitive.

Incluye: 1 FD 360 de 250ml + 1 paño especial + 5 esponjas limpiadoras

SUPER OFERTA: 10% DE DESCUENTO ADICIONAL



MYLUNOS DUO

SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS
EN UN SOLO DISPOSITIVO



2044900000

MyLunos Duo Pro

Aeropulidor de polvo y ultrasonido

- Pedal de 360°
- Pieza de mano del Scaler LED
- Instrumentos Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de agua de 500 ml
- Boquilla Supra y Boquilla Perio
- 40 Periotips para aeropulidor
- 1 ud. de 180 g de polvo Lunos Gentle Clean
- 1 ud. de 100 g de polvo Lunos Perio Combi

P.V.P 7.990 €

P. OFERTA 6.780 €



OFERTA
3+1

CPZ010A2250

Lunos gel con floruro

Gel de fluoración post limpiezas dentales. 12.300 ppm.



DESCUBRE MÁS SOBRE
MYLUNOS® DUO



OFERTA

MyLunos Duo + Carro

2044900000 **MyLunos Duo Pro**

2044900800 **MyLunos Cart**

P.V.P 9.100 €

P. OFERTA 7.380 €

MyLunos Care



Qué incluye:

- Mantenimiento anual completo realizado por Dürr Dental.
- Unidad de préstamo gratuita en caso de avería.
- 30% de descuento en reparaciones fuera de garantía.
- Asesoramiento continuo con nuestros especialistas.


Por la compra de MyLunos Duo

**Mantenimiento anual del aparato
gratuito durante el primer año**

60 years X-ray.
Follow us into the Future.



60 YEARS
RAY



El futuro es **sin cables, flexible**
y con un **mayor campo de visión**

PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS



2160110007

VISTASCAN NANO EASY

P.V.P **7.090 €**

P. OFERTA **3.080 €**

VistaScan Nano Easy es el escáner de placas radiográficas más compacto de Dürr Dental, diseñado para ofrecer imágenes digitales de máxima calidad en un espacio reducido.

- ✓ Diseño compacto
- ✓ Imágenes digitales de alta calidad
- ✓ Uso intuitivo y rápido
- ✓ Se adapta perfectamente al flujo de trabajo diario de cualquier clínica.
- ✓ Para placas intraorales 0, 1 y 2.
- ✓ Incluye: 2 placas radiográficas T2 y 100 fundas protectoras.

PROMOCIÓN ESPECIAL 60 ANIVERSARIO X-RAY

PLAN RENOVE

**700 € DE DESCUENTO POR LA COMPRA
DE UN VISTASCAN MINI EASY 2.0**

Entregando su antiguo sensor digital, escáner PSP o reveladora automática,
independientemente de la marca, fabricante y antigüedad.



2144110001

VISTASCAN MINI EASY 2.0

El escáner de placas radiográficas de nueva generación.

- ✓ Escaneo fácil y rápido
- ✓ Excelente calidad de imagen gracias al sistema PCS
- ✓ Pantalla de cristal a color
- ✓ Nuevo Vistasoft AID 
- ✓ Nueva función de IA para la detección de caries

P. OFERTA **4.900 €**

P. PLAN RENOVE **4.200 €**



* Los 700 € serán abonados una vez DDMI reciba y valide el equipo usado entregado por el cliente.

2144110001

VISTASCAN MINI EASY 2.0

P.V.P 8.500 €

P. OFERTA 4.900 €



Por la compra de un VistaScan Mini Easy 2.0
obsequio a escoger entre:



2130101800

**KIT POSICIONADORES
UNIVERSAL**



2162100005

**SMART READER
2 UNIDADES**

2144110001+210910004

PACK VISTASCAN MINI EASY + VISTACAM IX HD SMART CAM

P. OFERTA 5.150 €



**OFERTA
ESPECIAL**

Promoción válida hasta 31.12.26 o finalizar existencias.
Promoción no acumulable a otras ofertas.

VISTAPOSITION

POSICIONADORES PARA PLACAS DE FÓSFORO



2130101600 **KIT POSICIONADORES
PSP BITING**

P.V.P 148 €



2130101700 **KIT POSICIONADORES
PSP ENDO**

P.V.P 189 €



2130101500 **KIT POSICIONADORES PSP
ANTERIOR/PO**

P.V.P 290 €

VISTAINTRA DC

RX INTRAORAL



60 YEARS
RAY

2202-0X

VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con **punto focal de 0,4 mm.**

Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.

Visualización automática de la dosis en display.

Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4.

Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **6.390 €**


P. OFERTA **3.100 €**

Extensiones:

2202-01 Brazo 450 mm

2202-02 Brazo 600 mm

2202-03 Brazo 900 mm



PROMOCIONES DIAGNOSTIC SYSTEMS

PLATINAS DE ADAPTACIÓN



2202-303-51 Sirona Heliodont DS
2202-303-52 Sirona Heliodont MD
2202-303-53 Trophy Irix

2202-303-54 Planmeca Intra
2202-303-55 Trophy Elitys
2202100034 Kavo Centro

2202100042 Soredex Minray
2202100043 Sirona Heliodont Plus

P.V.P **294 €**

P. OFERTA **235 €**

VISTAVOX S / S CEPH


- ✓ **Excelente calidad de imagen 2D y 3D** gracias a la alta resolución de nuestro sensor.
- ✓ **Dosis de radiación reducidas** debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.
- ✓ **Tecnología S-Pan en 2D** que mejora los errores de posicionamiento.
- ✓ **Programas para diagnóstico panorámico en 2D y CEPH.**
- ✓ **Programas para diagnóstico 3D:**
 - NUEVOS FOV's 13 x 10,5 cm y 13 x 12 cm
 - Arco mandibular completo FOV 13 x 8,5 cm
 - Arcada superior e inferior FOV 13 x 5 cm
 - Volumen unitario FV 5 x 5 cm

2210200726 **VISTAVOX S P. OFERTA 33.425 €**

2210200728 **VISTAVOX S CEPH P. OFERTA 42.565 €**



Trazado cefalométrico
automático con
Vistasoft Trace.



FUNCIONES INTRAORALES



Rotación automática de imagen



Detección automática del diente



Detección automática de exposición del otro lado



Filtro UHD



Comprobación automática de la calidad de imagen



VistaSoft AID*
Nueva función de Inteligencia Artificial
VistaSoft 4.0 para la detección de caries
en imágenes intraorales

FUNCIONES EXTRAORALES



Trazado automático del canal mandibular por Inteligencia Artificial



Nuevas funciones I.A.,
filtro UHD



Trazado panorámico
asistido por IA

FUNCIONES INTRAORALES Y EXTRAORALES



Cloud Exchange*
Envío fácil y rápido de todas las imágenes desde VistaSoft a la nube con un solo click.



Cloud Drive*
Copia de seguridad de tu base de datos en la nube. Despreocúpate de tener que hacer tus copias de seguridad, se sincroniza automáticamente



DÜRR DENTAL